

## Lea este documento

Cuando reciba por primera vez el dispositivo ali-Q, pulse el botón violeta de dosificación de alícuotas para desactivar el modo de transporte.

### Para el pipeteo serológico estándar



**botón de aspirar**

**botón de dispensar**

Nota: El motor se activará de modo aparentemente aleatorio al pulsar los botones de aspirar o dispensar. No se preocupe. ¡Es normal! Para obtener más información sobre el sistema de medición inteligente de ali-Q, consulte el Manual de funcionamiento en el sitio [www.vistalab.com/support](http://www.vistalab.com/support)

### Para la dosificación de alícuotas



aliquot rueda

1. **Establezca el volumen de alícuota** en la rueda

2. aspire el volumen adecuado para el número total de alícuotas deseado.



aliquot botón

3. **Mantenga pulsado el botón de dosificación de alícuotas**

hasta que se haya dispensado la alícuota. Escuchará y sentirá cómo arranca el motor. Repita el proceso para cada alícuota. (Para conseguir la máxima precisión, deseche la primera alícuota).

Nota: Si no mantiene pulsado el botón el tiempo suficiente para completar el volumen total de la alícuota, escuchará un sonido de "alerta" y parpadeará una luz roja.

**Descripción:**

controlador de pipetas ali-Q  
controlador de pipetas ali-Q LS

**N.º de catálogo VistaLab**

2000-0005  
2000-0003

**Contenido adicional de la caja:**

filtro de membrana de 0,45 mm de repuesto 9020-4005  
cargador con adaptadores de enchufe 9020-9005  
dispositivo para montaje en pared 9020-9008  
certificado de calibración

**Registre su sistema ali-Q  
en línea en  
[www.vistalab.com](http://www.vistalab.com)  
para obtener la garantía de 1 año**

Acceda al sitio [www.vistalab.com/support](http://www.vistalab.com/support) para consultar  
el Manual de funcionamiento completo

**Complete su sistema óptimo de manipulación de líquidos con**

Pipetas serológicas Wobble-not	N.º de catálogo VistaLab
5 mL (200/unidades)	4090-0005
10 mL (200/unidades)	4090-0010
25 mL (200/unidades)	4090-0025
50 mL (100/unidades)	4090-0050



Think Differently. Feel Better.

2 Geneva Road Brewster, NY 10509 USA  
(888) 652-6520; (914) 244-6226  
[customer.service@vistalab.com](mailto:customer.service@vistalab.com)  
©2018 VistaLab Technologies, Inc. All rights reserved.