


IMPORTANTE! Si prega di leggere

Pipettaggio sierologico tradizionale

Quando si usa per la prima volta ali-Q™ 2, premere il pulsante viola  per riattivarlo dalla modalità di spedizione.



pulsante di aspirazione
pulsante di erogazione

Nota:

1. Il motore si attiverà a intervalli apparentemente casuali quando si preme il pulsante di aspirazione o di erogazione. Niente paura. È normale!
2. Dopo 3 minuti di inutilizzo, ali-Q 2 entra in modalità sospensione ma si riattiverà muovendo l'unità.

Per ulteriori informazioni sul sistema di misurazione intelligente di ali-Q, consultare il manuale operativo all'indirizzo www.vistalab.com/support

Aliquotazione/pipettaggio ripetitivo

disco graduato per la velocità



esclusivamente per il modello ali-Q 2 VS:
impostare la velocità di aliquotazione desiderata utilizzando l'apposito disco graduato

dischi graduati per aliquote



ali-Q 2 e ali-Q 2 VS




ali-Q 2 LS

pulsante per aliquote



Per tutti i modelli ali-Q 2:

1. Impostare il volume dell'aliquota sull'apposito disco graduato.
2. Aspirare un volume sufficiente per il numero totale di aliquote desiderate.
3. Premere **SENZA RILASCIARE** il pulsante viola  finché l'aliquota non viene erogata. Si sentirà il motore accendersi. Ripetere l'operazione per ciascuna aliquota. Per un'assoluta precisione, eliminare la prima aliquota.

Nota: se non si tiene premuto il pulsante abbastanza a lungo per l'intero volume dell'aliquota, si avvertirà un suono di "allarme" e lampeggerà una luce rossa.

Descrizione

pipettatore automatico ali-Q 2
 pipettatore automatico ali-Q 2 LS
 pipettatore automatico ali-Q 2 VS 5mL
 pipettatore automatico ali-Q 2 VS 10mL

N. di catalogo VistaLab

2100-0005
 2100-0003
 2100-1005
 2100-1010

Contenuto aggiuntivo della confezione:

filtro a membrana di ricambio da 0,22 µm 9020-4003
 alimentazione elettrica dotata di adattatori di uscita 9020-9005
 supporto a parete 9020-9008
 certificato di taratura

**Registra il dispositivo ali-Q 2
 online all'indirizzo
 www.vistalab.com**
 garanzia di 1 anno

Consultare il manuale operativo
 all'indirizzo www.vistalab.com/support/ali-q-2



Completa il tuo sistema di gestione dei liquidi ideale con

Pipette sierologiche Wobble-not™ N. di catalogo VistaLab

Lunghezza standard

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 5 mL | (200/cs) | 4090-0005 |
| 10 mL | (200/cs) | 4090-0010 |
| 25 mL | (200/cs) | 4090-0025 |
| 50 mL | (100/cs) | 4090-0050 |
| 100 mL | (50/cs) | 4090-0100 |

Lunghezza ridotta

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 10 mL | (200/cs) | 5090-0010 |
| 25 mL | (100/cs) | 5090-0025 |

